

KRUSE CTP DEV THERMAL

Kruse CTP DEV THERMAL, 830 nm hassasiyetindeki Pozitif termal CTP baskı kalıpları için hazırlanmış sentetik bazlı zank karışımıdır. Kedisini tazeleyebilme ve temizleyebilme özelliklerine sahiptir. Özel fomülasyonu sayesinde, başka bir tazeleme maddesine ihtiyaç yoktur.

Avantajlar

- Koruması arttırılmış emisyon katmanı sayesinde daha uzun süreli çalışma
- Banyo taze kalma süresi 4-6 hafta veya 1500 - 2000 m² kalıp geçişi
- Banyo makinesinin haznesinde birikimleri temizler ve kirlenmeyi önler
- Kalıbın banyo edilebilme aralığını arttırır
- Diğer banyo kimyasallarına göre daha kolay uyarlama ve daha hızlı değişim

Kullanım

- Tüm makinelerde, banyo sıcaklığı $23^{\circ}\text{C}\pm 1$ ve geçiş süresi 25-30 s olarak ayarlanmalıdır.
- CTP DEV Thermal in kendisi tazeleme olarak kullanılır. Miktar ayarı olarak; 100-120 ml/m² ve antiox değeri olarak 100-120 ml/h giriniz.
- CTP DEV in, kalıp pozlandırıcı ayarları ile bir ilişkisi yoktur. Sadece gerektiğinde kalıp geçme süresi ve banyo sıcaklığı değerlerinde düzeltmeler olabilir.
- Banyo makinesinin filtresini her banyo değişiminde yenileyiniz.

Ambalaj

20 litrelik plastik bidon



Tehikeli, Aşındırıcı

